

ЛІКАРНЯНА ФАРМАЦІЯ - 600 СЕРІЯ 606
DB.ТР.(6)С5.(2)72**РОЗМІРИ** 640 x 480 мм**ВИСОТА** 1655 мм**МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА**

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.

ПАНЕЛІ З КАСЕТАМИ

- Використання гнучких елементів всередині візку.
- Касета для медикаментів, взаємозамінна, на 5 пацієнтів
- Встановлене блокування.
Фіксація направляючих ISO панелей, які не використовуються,
швидка збірка касет.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- ISO стандарти 3394.

2 ДВЕРІ


- Максимальне відкриття 270°.
- Фенопласт, товщина 10 мм.
- Блокування за допомогою 4-х замків
- Висувні шухляди з білими картами, знімні на лівій двері.
- DN Світло-сірий.
- DB світло-блакитний..

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ

- 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі
- 2 антистатичний (електропровідний), 2 з гальмом з правого боку візка.
Позиція педаль: верхнє положення - фіксування колеса, легке пересування.
центральне положення - обертання колеса нижнє
положення - блокування колеса

**606 DB.ТР.(6)С5.(2)72****АКСЕСУАРИ****ТР** БЛОКУВАННЯ КАСЕТ**(6)С5** КАСЕТА НА 5 ПАЦІЄНТІВ**(2)72** ISO КОРЗИНА, 100 мм**ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»**

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф.
182. Тел./факс: +38 044 500 93
59 info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua