

ЛІКАРНЯНА ФАРМАЦІЯ - 600 СЕРІЯ 606 OP.10M10.TP.(9)C5.72

РОЗМІРИ 640 x 480 мм
ВИСОТА 1655 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити.

ПАНЕЛІ З КАСЕТАМИ

- Використання гнучких елементів всередині візку.
 - Касета для медикаментів, взаємозамінна, на 5 пацієнтів
 - Висота корзин 50, 100, 200 мм.
 - Встановлене блокування.
- Фіксація направляючих ISO панелей, які не використовуються, швидка збірка касет.

КЛЮЧИ БЛОКУВАННЯ

- Кілька замків.
- Повне блокування шухляд і касет для ліків.
- Запобігання відкриванню корзин ISO, контейнерів для ліків і витяг касет.

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ

- 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони.

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі
 - 2 антистатичний (електропровідний), 2 з гальмом з правого боку візка.
- Позиція педалі: верхнє положення - фіксування колеса, легке пересування.
центральне положення - обертання
колеса нижнє положення -
блокування колеса



606 OP.10M10.TP.(9)C5.72

АКСЕСУАРИ

10M10 САКРИВАННЯ ОДНИМ КЛЮЧЕМ ДЕКІЛЬКОХ

ВІЗКІВ (2 візка = 2 однакових ключа)

TP БЛОКУВАННЯ КАСЕТ

(9)C5 КАСЕТА НА 5 ПАЦІЄНТІВ

(2)72 ISO КОРЗИНА, 100 мм

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua