

ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ - ВІЗОК З ВИСУВНИМИ ПОЛИЧКАМИ 652 DB

РОЗМІРИ 640 x 480 мм
ВИСОТА 1655 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДИ ISO РОЗМІРІВ

- Повне відкривання.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою
- Стопер захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди: 20 кг.
- Корзина ISO 600 x 400 mm.

КОРЗИНА ISO 600 x 400 мм

- Висота 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарти ISO 3394.

2 ДВЕРІ


- Повне відкривання 270°.
- Фенопласт, товщина 10 мм.
- Блокування за допомогою 4-х замків.
- Картхолдер для білих карток, що знімаються на лівих дверцятах.
- DN світло-сірий.
- DB світло-блакитний.

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ

- 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони.

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
 - 2 антистатичні. 2 з гальмом, з правої сторони візка.
- Положення педалі: Покращені фіксуючі колеса, легке керування.
- Центральне - поворотне колесо.
Нижнє - блокує колесо.



ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua