

ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ - ВІЗКИ З ISO КОРЗИНАМИ 606 OP. (8)72.73

РОЗМІРИ 640 x 480 мм
ВИСОТА 1655 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ISO ПАНЕЛІ

- Зручна організація візка всередині.

КОРЗИНИ ISO 600 x 400 мм


- Висота 50, 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарти ISO 3394.

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ

- 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони.

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
- 2 антистатичні, 2 з гальмом, з правої сторони візка.
Положення педалі: Покращені фіксуючі колеса, легке керування.
Центральне - поворотне колесо.
Нижнє - блокує колесо.



606 OP.(8)72.73

АКСЕСУАРИ

(8)72 ISO КОРЗИНА 100 мм

73 ISO КОРЗИНА 200 мм

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua