

ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ- КОМБІНОВАНИЙ ВІЗОК**635 DB.(2)60**

РОЗМІРИ 640 x 480 мм , ВИСОТА 1655 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ВЕРХНІ- ISO ПАНЕЛІ

- Зручна організація візка всередині.
- Регульовані ISO полицки, фенопласт, для об'ємного матеріалу.

НИЖНІ- ISO ШУХЛЯДИ

- Плавне відкривання.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер захищає від ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди : 20 кг.
- Корзина ISO 600 x 400 мм.

КОРЗИНА ISO 600 x 400 мм

- Висота 100, 200 мм. Взаємозамінні, ABS.
- Стандарт ISO 3394.

2 ДВЕРІ

- Повне відкривання 270°.
- Фенопласт, товщина 10 мм.
- Блокування за допомогою 4-х замків.
- Картхолдер для білих карток, що знімаються на лівих дверцятах.
- DN світло сірий.
- DB світло блакитний.

ВЕРТИКАЛЬНІ РУЧКИ • 2 з лівої сторони, 2 з правої сторони

МОБІЛЬНИЙ ВІЗОК ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Подвійні колеса Ø 125 мм. М'який протектор, тихі.
 - 2 антистатичні, 2 з гальмом, з правої сторони візка.
- Положення педалі: Покращені фіксуючі колеса, легке керування.
Центральне - поворотне колесо.
Нижнє - блокуюче колесо.

**635 DB.(2)60****АКСЕСУАРИ**

(2)60 ПОЛИЧКИ ISO, ЩО МОЖНА ПЕРЕСТАВЛЯТИ

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.

Тел./факс: +38 044 500 93 59

info@insausti.com.ua

www.insausti.com.ua

www.ren-med.com.ua