

МЕБЛІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ - З ISO КОРЗИНАМИ 706 DB.(6)72.(2)73

РОЗМІРИ 640 x 480 мм
ВИСОТА 1610 мм

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ISO ПАНЕЛІ

- Використання гнучких елементів всередині візку.

КОРЗИНА 600 x 400 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Змінні, ABS.
- ISO стандарти 3394.

2 ДВЕРІ

- Максимальне відкриття 270°.
- Фенопласт, товщина 10 мм.
- Блокування за допомогою 4-х замків
- Картхолдер для білих карток, що знімаються, на лівій двері.
- DN Світло-сірий.
- DB світло-блакитний..

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Подвійні колеса Ø 100 мм. М'який протектор, тихі
- 2 антистатичні колеса (електропровідні), 2 з гальмом в передній частині.



706 DB.(6)72.(2)73

АКСЕСУАРИ

(6)72 ISO КОРЗИНА, 6 шт, висота 100 мм

(2)73 ISO КОРЗИНА, 2 шт, висота 200 мм

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua